

DDcontrast[®]

color and form concept by Andreas Nolte

DDcontrast[®]

color and form concept by Andreas Nolte

Liebe Zahntechniker,

Als Zahntechniker streben wir nach dem perfekten Zahnersatz, der sich vom Original kaum unterscheidet. Ein wichtiger Punkt sind dabei die Malfarben-systeme, von denen wir Zahntechniker so einige im Labor haben. Allerdings werden viele der vorhandenen Farben kaum genutzt und in der täglichen Anwendung zeigte sich, dass die ästhetischen Ergebnisse besonders gut werden, wenn man Farben verschiedener Anbieter miteinander kombiniert.

Aus diesem Grund begann ich im Jahr 2001 bei der Verarbeitung eines Presskeramiksystems Glasurmasse mit Malfarben und Keramik zu mischen. Mit dieser Eigenkreation habe ich dann anatomische und farbliche Ergänzungen geschichtet und mit dem Glanzbrand vollzogen.

Heute haben monolithische Fertigungstechniken stark an Bedeutung gewonnen. Für diese Techniken sind feinste Malfarbensysteme und zart auftragende, zu schichtende „Mikrokeramiken“, enorm wichtig. Erst sie schaffen die richtige Atmosphäre.

Als mir Dental Direkt vorschlug mit meiner Farbphilosophie ein gemeinsames System zu entwickeln, war ich sowohl begeistert als auch skeptisch. Würde es uns gelingen die Komplexität und Vielfalt meines Farbkonzepts in einfach anwendbare Produkte umzusetzen? Es gelang und nach weiterer intensiver Entwicklungsarbeit war DD contrast®, das „color and form concept“, geboren.

DD contrast® schafft Gegensätze aus hell und dunkel, aus warm und kalt. Es haucht Leben und Brillanz ein und lässt realistische Tiefenillusionen entstehen. Sie werden sehen, dass es für praktisch jeden Anwendungsfall eine Antwort gibt, die hinsichtlich naturgetreuer Ästhetik Maßstäbe setzt.



Andreas Nolte

Enamelum et Dentinum Münster



Fluoreszenz

DD contrast verleiht monolithischem Zahnersatz ein natürlich wirkendes Lichtverhalten durch abgestufte Intensitäten der Fluoreszenz.



Wir machen Farbe einfach

DD contrast® ist ein logisches und einfach zu erlernendes Farbsystem.

Die Farben sind effektiv und decken kräftig, mit unaufdringlicher leuchtender Intensität.



DD cube ONE® ML, Farbe A3,5
coloriert und strukturiert

DD cube ONE® ML, Farbe A2
as fired

DD contrast® color

Ein System – viele Möglichkeiten

Mit DD contrast® color ist einfaches Colorieren und Glasieren von monolithischen Kronen und Brücken auf Basis unserer Zirkonoxid Farben möglich. Ideales Steuern von Helligkeitswert, Farbton und Chroma (Farbintensität) sind gegeben.

Leichte Farbanpassung von z. B. einer Zirkonfarbe A2 zu einer Zahnfarbe A3,5 für mehr Flexibilität. Ein Vorteil für eine geringere Lagerhaltung von Zirkonrohlingen in unterschiedlichen Farben.



DD contrast® texture

Wenig Auftrag – viel Wirkung

Mit einer Minimalschichtung aus „DD contrast® color and texture“ entstehen Tiefenillusionen. Monolithische Restaurationen werden auch ohne cut back lebendig und individuell.

Durch die besondere Konsistenz der Texturmassen werden zusätzliche Konturen geschaffen und Oberflächen modelliert.


Zähne werden geprägt wie sonst beim Schichten.

DD contrast® schafft Illusion

DD contrast® ist ein Malfarben- und Strukturmassensystem basierend auf Glasur und keramischen Massen. Es bildet eine perfekte Farbwelt mit unserem Zirkonoxid. Das Zusammenspiel aus DD contrast® color und DD contrast® texture verleiht monolithischen Restaurationen farbliche Intensität mit plastischer Tiefenwirkung. In einer Minimalschichtung von 0,1 – 0,2 mm wird diese Tiefenillusion eines natürlichen Zahnes mit geringem Zeitaufwand geschaffen.

DD contrast® color

Charakteristische Malfarben für Gegensätze aus hell und dunkel, warm und kalt. Mit Ihnen lassen sich natürlich vorkommende Effekte, wie z. B. Transluzenz und Mamelons erarbeiten.




Farbmatrix von „DD contrast® color“

DDcontrast®

color and form concept by Andreas Nolte

DD contrast® texture

Texturfarben ergeben ein Spiel mit den Kontrasten. Mit den standfesten Texturen können Oberflächenstrukturen individuell modelliert und farblich intensiviert werden. Trotz der Minimalschichtung von 0,1 – 0,2 mm sind die Texturmassen intensive Farbgeber.



Farbmatrix von „DD contrast® texture“

Weil anders besonders ist ...

„Es gibt mit »DD contrast®« Farben, die wir Zahntechniker immer gefordert haben.“



DDcontrast®

color and form concept by Andreas Nolte

Für eine ästhetische, monolithische Technik sind feinste, effektive Malfarben und zart auftragende „Mikrokeramiken“ wichtig. Mit nur wenigen Massen erstellen Sie mit DD contrast® schnell und einfach Kauflächen, Oberflächenstrukturen und Effekte.

Mit zusätzlichen Massen verleihen Sie Ihren Restaurationen eine Natürlichkeit die einzigartig für monolithische Kronen und Brücken ist.

DD contrast® color

DD contrast® color traces – weil Genuss Spuren hinterlässt

DD contrast® color vanilla – weil Schmelzrisse natürlich sind

DD contrast® texture

DD contrast® texture caninus – weil Eckzähne eine eigene Farbgebung besitzen

DD contrast® texture retzius – um Demineralisierungen zu erarbeiten

DD contrast® texture illusion – für mehr Tiefe

DD contrast® texture mask – Stumpfverfärbungen lassen sich verbergen



DD contrast® color

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis (Euro/netto)
DD contrast® color white à 4 g	CCWH	36,00
DD contrast® color vanilla à 4 g	CCVA	36,00
DD contrast® color halo à 4 g	CCHA	36,00
DD contrast® color cervical à 4 g	CCCE	36,00
DD contrast® color orange à 4 g	CCOR	36,00
DD contrast® color traces à 4 g	CCTR	36,00
DD contrast® color fissure à 4 g	CCFI	36,00
DD contrast® color light gray à 4 g	CCLG	36,00
DD contrast® color dark gray à 4 g	CCDG	36,00
DD contrast® color violet à 4 g	CCVI	36,00
DD contrast® color blue à 4 g	CCBL	36,00
DD contrast® color dentin A à 4 g	CCDA	36,00
DD contrast® color dentin B à 4 g	CCDB	36,00
DD contrast® color dentin C à 4 g	CCDC	36,00
DD contrast® color dentin D à 4 g	CCDD	36,00
DD contrast® color mamelon maize à 4 g	CCMM	36,00
DD contrast® color mamelon corn à 4 g	CCMC	36,00
DD contrast® color mamelon pink à 4 g	CCMP	36,00

Wärmeausdehnungskoeffizient (25 – 500 °C) 9,5 10⁻⁶ K⁻¹

Starttemperatur 450 °C

Endtemperatur 810 °C



DD contrast® texture

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis (Euro/netto)
DD contrast® texture enamel 59 à 4 g	CTE59	40,00
DD contrast® texture enamel bleach à 4 g	CTEB	40,00
DD contrast® texture retzius à 4 g	CTRE	40,00
DD contrast® texture transpa warm fluor à 4 g	CTTWF	40,00
DD contrast® texture caninus à 4 g	CTCA	40,00
DD contrast® texture opal blue à 4 g	CTOB	40,00
DD contrast® texture illusion à 4 g	CTIL	40,00
DD contrast® texture mask à 4 g	CTMA	40,00
DD contrast® texture chroma dentin A1 à 4 g	CTCDA1	40,00
DD contrast® texture chroma dentin B4 à 4 g	CTCDB4	40,00
DD contrast® texture bleach dentin à 4 g	CTBD	40,00

DD contrast® glaze

DD contrast® glaze clear à 4 g	CGCL	32,00
DD contrast® glaze clear fluor à 4 g	CGCLF	32,00

DD contrast® liquid

DD contrast® standard liquid à 30 ml zum Verdünnen von Malfarben und Glasurmasse für die konventionelle Anwendung	CSLI	11,60
DD contrast® texture liquid à 30 ml zum Einstellen der besonderen Konsistenz der Malfarben und Texturmassen	CTLI	11,60
DD contrast® kit 18 DD contrast® color à 4 g 11 DD contrast® texture à 4 g 1 DD contrast® glaze clear à 4 g 1 DD contrast® glaze clear fluor à 4 g 1 DD contrast® standard liquid à 30 ml 1 DD contrast® texture liquid à 30 ml	CSET1	990,00

DDcontrast[®]

color and form concept by Andreas Nolte



*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dental Direkt GmbH. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.